


MANUAL UTENSIL WASHING: 5 STEPS

COMO LAVAR Y DESINFECTAR LOS UTENSILIOS



Sanitizer Type <i>Desinfectantes</i>	Concentration <i>Concentracion</i>	Immersion Time <i>Cuanto Tiempo</i>	Standard Dilution <i>Receta</i>
Chlorine <i>Cloro</i>	100 ppm	30 seconds/ <i>segundos</i>	1 tbs. bleach per 1 gallon of water <i>1 cucharada de cloro por galón de agua</i>
Quaternary Ammonium <i>Amoniaco</i>	200 ppm	1 minute/ <i>minuto</i>	1 tbsp Quaternary Ammonia/ 2 Gal. Water <i>1 cucharada de amoniaco por cada 2 galones de agua</i>

